


研究用試薬

尿中乱用薬物検査試薬 マルチタイプ

アイベックス スクリーン®

IVeX-screen®

New



IVeX-screen® M-1

METH	覚醒剤
THC	大麻
COC	コカイン系麻薬
MOR	モルヒネ系麻薬
BZD	ベンゾジアゼピン系
BAR	バルビツール酸系
TCA	三環系抗うつ薬




IVeX-screen® M-1pro

METH	覚醒剤
THC	大麻
COC	コカイン系麻薬
ZOL	ゾルピデム
BZD	ベンゾジアゼピン系
BAR	バルビツール酸系
TCA	三環系抗うつ薬



マルチテスト Multi



シンプル Simple



5~7分

迅速測定 Speedy

bioDESIGN

販売店


安 有限会社 川尻工業

関連製品一覧

● 尿中乱用薬物検査試薬 マルチタイプ

製品コード	製品名	測定項目・基準値	規格	有効期間	貯法	
180011	アイベックス スクリーン® M-1	覚醒剤 : 500ng/mL 大麻 : 50ng/mL コカイン系麻薬 : 300ng/mL モルヒネ系麻薬 : 300ng/mL ベンゾジアゼピン系 : 300ng/mL	25 回用	24 ヶ月	8 ~ 35℃	
180028		バルビツール酸系 : 200ng/mL 三環系抗うつ薬 : 100ng/mL	5 回用			
180165	アイベックス スクリーン® M-1pro	覚醒剤 : 500ng/mL 大麻 : 50ng/mL コカイン系麻薬 : 300ng/mL ゾルピデム : 50ng/mL ベンゾジアゼピン系 : 300ng/mL バルビツール酸系 : 200ng/mL 三環系抗うつ薬 : 100ng/mL	25 回用	18 ヶ月	8 ~ 35℃	
180035	アイベックス スクリーン® ID	覚醒剤 : 500ng/mL 大麻 : 50ng/mL コカイン系麻薬 : 300ng/mL	25 回用	24 ヶ月	8 ~ 35℃	
180134		モルヒネ系麻薬 : 300ng/mL	5 回用			

● 尿中乱用薬物検査試薬 シングルタイプ

製品コード	製品名	測定項目・基準値	規格	有効期間	貯法	
180158	アイベックス スクリーン® METH 500-S	覚醒剤 : 500ng/mL	25 回用	24 ヶ月	8 ~ 35℃	
180059	アイベックス スクリーン® THC L50-S	大麻 : 50ng/mL				
180066	アイベックス スクリーン® THC H20-S	大麻 : 20ng/mL				
180103	アイベックス スクリーン® COC-S	コカイン系麻薬 : 300ng/mL				
180097	アイベックス スクリーン® MOR-S	モルヒネ系麻薬 : 300ng/mL				
180073	アイベックス スクリーン® BZD-S	ベンゾジアゼピン系 : 300ng/mL				
180080	アイベックス スクリーン® BAR-S	バルビツール酸系 : 200ng/mL				
180042	アイベックス スクリーン® MDMA-S	MDMA : 500ng/mL				
180110	アイベックス スクリーン® K2-S	合成カンナビノイド : 50ng/mL				
180127	アイベックス スクリーン® PCP-S	フェンシクリジン : 25ng/mL				
180141	アイベックス スクリーン® KET-S	ケタミン : 100ng/mL				

その他製品

● 唾液中薬物検査試薬 マルチタイプ

製品コード	製品名	測定項目・基準値	規格	有効期間	貯法	
177011	iScreen® OFD Drug Test Device	覚醒剤 (AMP) : 50ng/mL 覚醒剤 (mAMP) : 50ng/mL 大麻 : 12ng/mL コカイン類 : 20ng/mL モルヒネ系 : 40ng/mL	25 回用	24 ヶ月	2 ~ 30℃	

製造元



株式会社バイオデザイン

<https://biodesign-int.jp/>

※IVeX-screen® / アイベックス スクリーン®は株式会社バイオデザインの登録商標です

販売店


有限会社 川尻工業

理化学技術課 官庁公共システムグループ

〒003-0835 札幌市白石区北郷5条4丁目10番13号

電話 011-875-3172 FAX 011-875-3181

詳しくはホームページで <http://www.kawajiri-kogyo.jp/>

So-2022.1